

DOCTUS
AutoCom
Easy Control Automatic IPC System
It's a New Creation




자동 단계별 압력 및 구동시간

자동단계	1단계		2단계		3단계		4단계		5단계	
조작시간 (초)	가압	감압	가압	감압	가압	감압	가압	감압	가압	감압
	20	40	30	50	40	60	50	70	70	80

Easily

- 손쉬운 작동과 조작성
- 사용자 환경에 최적화된 5단계 자동 모드
- 다양한 Air Sleeve와의 편리한 호환성



Activity

- 고성능 초소형 타입의 디자인 적용으로 간편한 휴대성 보장
- 언제 어디서나 간편한 사용환경 보장
- 대용량 배터리 내장으로 장시간 사용 가능

Economical

- 경제적인 가격의 고성능 에어 마사지 장치
- 병원용 Air Cuff의 지속적인 사용을 통한 뛰어난 경제성 보장
- 경제적인 가격의 전용 DVT예방용 Air Cuff 공급



구분	규격
형식	• 휴대용 사지압박순환장치
크기 /무게	• 70mm X 150mm X 35mm / 250gr.
정격전압	• 5 VDC, 2A (220V, 60Hz) / 7.2 VA
배터리	• 본체 내장형 배터리 : 3.7V 리튬 이온 • 사용시간 - 약 8시간 이상 (완충시) • 충전시간 - 약 3시간
커프 압력	• 정확도 : 설정압력에 ± 20 % 이내

Doctor Supply

- 본 사 : 서울시 강동구 양재대로 81길 39 (성내동, 이노빌딩 3층) 우 134-847
- 제2공장 : 서울시 강동구 양재대로 83길 B1층
- Tel. : (02) 483-5834
- Fax. : (02) 483-5836



CAT No. : DOAC-2014-08-01


DOCTUS
AutoCom
Easy Control Automatic IPC System



It's a New Creation

The best effective and easy homecare device for DVT prevention and edema therapy after surgery to the optimum air compression massage!

- **DVT Prevention**
- **Edema Therapy**
- **Myalgia Therapy**



Doctor Supply

<http://www.doctorsupply.co.kr>

DOCTUS
AutoCom
Easy Control Automatic IPC System




제품의 특징 / Features

- 자동 마사지 기능 적용
 - 환자의 상태에 따른 자동 5단계 설정기능 적용
 - 작동 시 전 단계 사용모드 기억장치 채택
- 수동 마사지 모드
 - 별도의 가압 및 감압 버튼 조절로 수동 가압/감압 작동 가능
- 대용량 배터리 채택 / 전력소모 방지기능
 - 벨크로 벨트 (별매품) 적용으로 편리한 착용 및 활동성 보장
 - Auto Com 후면 벨크로 처리로 당사의 모든 Air Cuff에 손쉬운 부착 가능


AutoCom은 가장 편리하고 안전한
휴대용 공압마사지 장치입니다.

Auto Com은 전문 IPC System인 DOCTUS Air Cuff System의 기본기능을 적용하여 손쉽게 가정 및 일상생활에서 효율적인 DVT예방에서 부터 모든 부종 치료와 더불어 각종 근육질환의 효과적인 치료가 가능하도록 제작 되었습니다.



AutoCom은 (주)닥터서플라이에서 생산하는 모든 Air Sleeves와의 완벽한 호환성을 통하여 퇴원 후 가정에서도 손쉽게 지속적인 치료효과를 보장 받으실 수 있습니다.

Auto Com은 (주)닥터서플라이에서 생산, 공급하는 모든 Air Sleeves와의 완벽한 호환이 가능합니다. 이를 통하여 여러분은 병원에서 구매하셨던 모든 Air Sleeves를 가정과 일상에서 지속적으로 사용 하실 수 있습니다.



용도별 Air Sleeves

DVT예방 (심부정맥혈전증)

- 모든 개복수술 및 암수술 후
- 고관절/슬관절 수술 후
- 에어마사지



수술 후 부종 완화 및 치료

- 유방암 수술 후
- 고관절/ 슬관절 수술 후
- 냉/온찜질 + 에어마사지



급성 및 만성 근육치료

- 관절 부위별 근육통, 타박상, 붓거나 뻐끗의 신속한 회복
- 효과적인 냉/온 찜질과 환부 압박 에어 마사지를 통한 치료효과 단축



※ EZ-rap Revolution은 인체의 모든 관절부위에 해당하는 다양한 커프로 구성되어 있습니다.
 ※ P.R.I.C.E란 정형외과에서 적용하는 기본 처치법으로서 환부의 Protection (보호) / Resting (휴식) / Ice (아이스-냉찜질) / Compression (압박) / Elevation 을 뜻합니다.